

### Afficher un tableau de résultats

Pour afficher un tableau de résultats, sélectionner un patient, ensuite ouvrir la fonction « Tendances » par une de ces trois méthodes :

- À partir du menu : Sommaire > Tendances > Sélectionner un profil de résultats ;
- À partir du bouton dans la barre d'outils ;
- Clic droit de la souris sur le nom d'un patient à partir de la Liste des patients, ensuite sélectionner Tendances dans le menu contextuel.

Trois types de tendances peuvent être affichés :

- Système ;
- Utilisateur ;
- Patient.

Les tendances « Système » sont préconfigurées pour afficher des profils cliniques courants de résultats, par exemple « Anémie », « Coagulation », « Insuffisance rénale », « Bilan cardiaque », etc.

Les tendances « Utilisateur » sont des tendances système modifiées et sauvegardées par un utilisateur et peuvent être appliquées à tous les patients.

Les tendances « Patient » sont des tendances système modifiées et sauvegardées par un utilisateur et applicables seulement à un patient spécifique.

Pour visualiser une tendance « Système », sélectionner le profil prédéfini dans l'onglet Système correspondant à vos besoins.

Le profil de résultat s'affiche sous forme de tableau. Les résultats les plus récents apparaissent à droite du tableau. Utiliser la barre de défilement horizontale pour reculer dans le temps. Double-cliquer sur un résultat pour ouvrir le détail de l'analyse et connaître, entre autres, les valeurs de référence.

Graphique de patient : Hématologie test

Jusqu'au 23/10/2014 06:00


Données longitudinales complètes

Description	Unité	05 juin 2014 06:00	18 juil. 2014 18:41	25 juil. 2014 12:31	26 sept. 2014 18:51	29 sept. 2014 23:16	01 oct. 2014 06:00	02 oct. 2014 06:00	19 oct. 2014 13:55	19 oct. 2014 19:39	20 oct. 2014 10:05	21 oct. 2014 06:00	22 oct. 2014 11:29	23 oct. 2014 06:00
LEUCOCYTES	*10E 9/L	8.2	5.6	5.6	5.5	11.0	5.9	4.5	13.0	14.0	8.8	7.1	6.4	4.6
DOSAGE HÉMOGLOBINE	g/L	111	121	119	117	117	108	110	134	119	114	111	122	103
VOL. PLAQ. MOYEN	fl	10.6	9.3	10.4	9.5	9.6	10.7	10.8	10.5	10.6	10.8	11.2	11.7	11.4
PLAQUETTES FSC TEST	*10E 9/L	127	136	133	141	135	119	123	149	131	110	96	100	106
VALEUR ABSOLUE DE LYMPHOCYTES	*10E 9/L	1.9	1.8	1.2	0.8	0.8	1.2	1.1	1.0	0.7	1.2	1.8	0.9	0.9
% ÉOSINOPHILES		0.006	0.020	0.023	0.010	0.001	0.004	0.018	0.010	0.000	0.001	0.001	0.001	0.006
VALEUR ABSOLUE DE BASOPHILES	*10E 9/L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
VALEUR ABSOLUE DE NEUTROPHILES	*10E 9/L	5.7	2.9	3.8	4.2	9.4	4.1	3.0	9.6	12.6	6.9	4.8	5.1	3.4
VALEUR ABSOLUE DE RÉTICULOCYTES														

Enregistrer   Sélectionner   **Graphique**   Ajouter une intervention   Supprimer une intervention   Option

## Afficher un graphique à partir d'un tableau de résultats

Sélectionner, dans la barre des boutons de commande, le bouton Graphique. Pour revenir aux données sous forme de tableau, sélectionner le bouton Données.



Il est possible de modifier le nombre de données affichées à l'aide des boutons et des listes déroulantes situées en haut du graphique. Un clic sur le champ d'un graphique va le mettre en relief et ce champ apparaît en turquoise. Les flèches de la fonction Disposition de l'intervention changent le champ marqué. Une deuxième clique sur-le-champ va désélectionner le graphique.

Il est aussi possible de modifier le choix de graphique à partir du bouton « Option » du bandeau inférieur au bas de l'écran.

Par exemple, les différents formats d'affichage pour les « valeurs normales » permettent au clinicien de comparer les résultats du patient par rapport aux valeurs normales pour mieux repérer les valeurs anormales dans une courbe.