

Nom du document : Aide-mémoire encodage liquides biologiques	Identifiant : 38-LABO-DOC-275494 Version : 1
Autorité responsable : Jonathan Michaud-Levesque, biochimiste clinique	Date d'entrée en vigueur : 2025-09-15

Table des matières

1. Liquide péricardique – Biochimie..... - 2 -

2. Liquide péricardique – Hématologie / Microbiologie - 3 -

3. Liquide péritonéal - Biochimie - 4 -

4. Liquide péritonéal - Hématologie / Microbiologie - 5 -

5. Liquide pleural - Biochimie - 6 -

6. Liquide pleural - Hématologie / Microbiologie - 7 -

7. Liquide céphalo-rachidien (LCR) - 8 -

8. Liquide synovial - Biochimie - 9 -

9. Liquide synovial – Hématologie / Microbiologie - 10 -

10. Liquide de drain – Hématologie..... - 11 -

1. LIQUIDE PÉRICARDIQUE – Biochimie

IMPORTANT : chaque test doit être encodé individuellement


SVP bien vérifier les informations surlignées en orange sur les étiquettes

Analyse	Code test	Étiquette SILP (type de spécimen)	Tube
BIOCHIMIE			
Aspect du liquide		* Ajouté automatiquement	
Couleur du liquide		* Ajouté automatiquement	
PH (liquide)	PHBI	TEST, SILPLABOS Dossier: FDAH641513 Reg: 5003048883 1979/01/01 M 27084 F270 00058703393 GAZ PHBI FDAHP-99999 Ch.: Lit: 25/09/03 14:00(Prévu) Seringue/Liquide Liquide péricardique (*prélever en conditions anaérobiques)	
Densité (liquide)	DENLB	TEST, SILPLABOS Dossier: FDAH641513 Reg: 5003048883 1979/01/01 M 270DH* F270 00058703390 BIO 9LBI, 9PBP, ALBI, AMYBI, DILBI FDAHP-99999 Ch.: Lit: 25/09/03 14:00(Prévu) Liquide Tube or Liquide péricardique	
LDH (liquide)	LDBI		
Protéine (liquide)	TPBI		
Albumine (liquide)	ALBBI		
Cholestérol (liquide)	CHOB		
Amylase (liquide)	AMYBI		
Bilirubine Totale (liquide)	BILBI		
Glucose (liquide)	GLUBI		
LDH (plasma)	* Ajouté automatiquement si LDBI est commandé	TEST, SILPLABOS Dossier: FDAH641513 Reg: 5003048883 1979/01/01 M 27082 F270 00058703391 BIO LD, PROT FDAHP-99999 Ch.: Lit: 25/09/03 14:00(Prévu) Tube vert hep Li Sang veineux	
Ratio LDH (liq./plasma)	* Ajouté automatiquement si LDBI est commandé		
Protéine (plasma)	* Ajouté automatiquement si TPBI est commandé		
Ratio Protéine (liq./plasma)	* Ajouté automatiquement si TPBI est commandé		

2. LIQUIDE PÉRICARDIQUE – Hématologie / Microbiologie

IMPORTANT : chaque test doit être encodé individuellement


SVP bien vérifier les informations surlignées en orange sur les étiquettes

Analyse	Code test	Étiquette SILP (type de spécimen)	Tube
HÉMATOLOGIE			
Décompte cellulaire hématologie (liquide)	CYNBL	 Liquide péricardique	
MICROBIOLOGIE			
Culture + Culture dans bouteille hémoculture (liquide)	LIQBI *** Le test LIQBI génère trois étiquettes. Si des bouteilles d'hémoculture sont prélevées, utiliser les deux étiquettes avec le test LIQBI seulement pour les identifier. Si les bouteilles d'hémoculture ne sont pas prélevées, veuillez jeter les deux étiquettes.	 Liquide péricardique	 OU 
		 Liquide péricardique	
		 Liquide péricardique	

3. LIQUIDE PÉRITONÉAL - Biochimie

IMPORTANT : chaque test doit être encodé individuellement


SVP bien vérifier les informations surlignées en orange sur les étiquettes

Analyse	Code test	Étiquette SILP (type de spécimen)	Tube
BIOCHIMIE			
Aspect du liquide		* Ajouté automatiquement	
Couleur du liquide		* Ajouté automatiquement	
PH (liquide)	PHBI	 Liquide péritonéal (*prélever en conditions anaérobiques)	
Densité (liquide)	DENLB	 Liquide péritonéal	
LDH (liquide)	LDBI		
Protéine (liquide)	TPBI		
Albumine (liquide)	ALBBI		
Cholestérol (liquide)	CHOBI		
Amylase (liquide)	AMYBI		
Bilirubine Totale (liquide)	BILBI		
Glucose (liquide)	GLUBI		
LDH (plasma)	* Ajouté automatiquement si LDBI est commandé	 Sang veineux	
Ratio LDH (liq./plasma)	* Ajouté automatiquement si LDBI est commandé		
Protéine (plasma)	* Ajouté automatiquement si TPBI est commandé		
Ratio Protéine (liq. /plasma)	* Ajouté automatiquement si TPBI est commandé		

4. LIQUIDE PÉRITONÉAL - Hématologie / Microbiologie

IMPORTANT : chaque test doit être encodé individuellement


SVP bien vérifier les informations surlignées en orange sur les étiquettes

Analyse	Code test	Étiquette SILP (type de spécimen)	Tube
HÉMATOLOGIE			
Décompte cellulaire hématologie (liquide)	CYNBL	 Liquide péritonéal	
MICROBIOLOGIE			
Culture + Culture dans bouteille hémoculture (liquide)	LIQBI *** Le test LIQBI génère trois étiquettes. Si des bouteilles d'hémoculture sont prélevées, utiliser les deux étiquettes avec le test LIQBI seulement pour les identifier. Si les bouteilles d'hémoculture ne sont pas prélevées, veuillez jeter les deux étiquettes.	 Liquide péritonéal	 OU 
		 Liquide péritonéal	
		 Liquide péritonéal	

5. LIQUIDE PLEURAL - Biochimie

IMPORTANT : chaque test doit être encodé individuellement

SVP bien vérifier les informations surlignées en orange sur les étiquettes

Analyse	Code test	Étiquette SILP (type de spécimen)	Tube
BIOCHIMIE			
Aspect du liquide	* Ajouté automatiquement		
Couleur du liquide	* Ajouté automatiquement		
PH (liquide)	PHBI	 TEST, SILPLABOS Dossier: FDAH641513 Reg.: 5003049842 1979/01/01 M 270B4 F270 00058706011 GAZ PHBI FDAHP - 99999 Ch.: Lit: 25/09/03 14:00(Prévu) Seringue/Liquide Liquide pleural (*prélever en conditions anaérobiques) 	
Densité (liquide)	DENLB	 TEST, SILPLABOS Dossier: FDAH641513 Reg.: 5003049842 1979/01/01 M 270DH* F270 00058706008 BIO SILBP SPBPP ALBBI AMYBI BILBI* FDAHP - 99999 Ch.: Lit: 25/09/03 14:00(Prévu) Liquide Tube or Liquide pleural 	
LDH (liquide)	LDBI		
Protéine (liquide)	TPBI		
Albumine (liquide)	ALBBI		
Cholestérol (liquide)	CHOBI		
Amylase (liquide)	AMYBI		
Bilirubine Totale (liquide)	BILBI		
Glucose (liquide)	GLUBI	 TEST, SILPLABOS Dossier: FDAH641513 Reg.: 5003049842 1979/01/01 M 270B2 F270 00058706009 BIO LD PROT S0183 FDAHP - 99999 Ch.: Lit: 25/09/03 14:00(Prévu) Tube vert hep Li Sang veineux 	
LDH (plasma)	* Ajouté automatiquement si LDBI est commandé		
Ratio LDH (liq./plasma)	* Ajouté automatiquement si LDBI est commandé		
Protéine (plasma)	* Ajouté automatiquement si TPBI est commandé		
Ratio Protéine (liq./plasma)	* Ajouté automatiquement si TPBI est commandé		

6. LIQUIDE PLEURAL - Hématologie / Microbiologie

IMPORTANT : chaque test doit être encodé individuellement



SVP bien vérifier les informations surlignées en orange sur les étiquettes

Analyse	Code test	Étiquette SILP (type de spécimen)	Tube
HÉMATOLOGIE			
Décompte cellulaire hématologie (liquide)	CYNBL	TEST, SILPLABOS Dossier: FDAH641513 Reg: 5003049842 1979/01/01 M 270I5* F270 00058706010 HEM 049842 R CYDPL CYNPL FDAHP - 99999 Ch.: Lit: 25/09/03 14:00(Prévu) Tube lav. pleural Liquide pleural	
MICROBIOLOGIE			
Culture + Culture dans bouteille hémoculture (liquide)	LIQBI *** Le test LIQBI génère trois étiquettes. Si des bouteilles d'hémoculture sont prélevées, utiliser les deux étiquettes avec le test LIQBI seulement pour les identifier. Si les bouteilles d'hémoculture ne sont pas prélevées, veuillez jeter les deux étiquettes.	TEST, SILPLABOS Dossier: FDAH641513 Reg: 5003049842 1979/01/01 M 270Q2* F270 00058706012 MIC 049842 R CALCO CMYCT CUBIN QMIBL FDAHP - 99999 Ch.: Lit: 25/09/03 14:00(Prévu) LIQ PLEURAL Droit(e) Milieu stérile Liquide pleural	 OU 
		TEST, SILPLABOS Dossier: FDAH641513 Reg: 5003049842 1979/01/01 M 270Q2 F270 00058706013 MIC 049842 R LIQBI FDAHP - 99999 Ch.: Lit: 25/09/03 14:00(Prévu) LIQ PLEURAL Droit(e) Milieu stérile Liquide pleural	
		TEST, SILPLABOS Dossier: FDAH641513 Reg: 5003049842 1979/01/01 M 270Q2 F270 00058706014 MIC 049842 R LIQBI FDAHP - 99999 Ch.: Lit: 25/09/03 14:00(Prévu) LIQ PLEURAL Droit(e) Milieu stérile Liquide pleural	

7. LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN (LCR)

IMPORTANT : chaque test doit être encodé individuellement


SVP bien vérifier les informations surlignées en orange sur les étiquettes

Analyse	Code test	Étiquette SILP (type de spécimen)	Tube
BIOCHIMIE			
Aspect du LCR	* Ajouté automatiquement		
Couleur du LCR	* Ajouté automatiquement		
Protéine (LCR)	TPLC	 Liquide céphalo-rachidien	TUBE #1 
Glucose (LCR)	GLULC		
Chlorure (LCR)	CLLC		
HÉMATOLOGIE			
Décompte cellulaire hématologie (LCR)	CYNBL	 Liquide céphalo-rachidien	TUBE #3 
MICROBIOLOGIE			
Culture + Culture dans bouteille hémoculture (LCR)	CULCR	 Liquide céphalo-rachidien	TUBE #2 

8. LIQUIDE SYNOVIAL - Biochimie

IMPORTANT : chaque test doit être encodé individuellement

SVP bien vérifier les informations surlignées en orange sur les étiquettes

Analyse	Code test	Étiquette SILP (type de spécimen)	Tube
BIOCHIMIE			
Aspect du liquide. synovial	* Ajouté automatiquement		
Couleur du liquide. synovial	* Ajouté automatiquement		
Protéine (synovial)	TPSY	 Liquide synovial	
Glucose (synovial)	GLUSY		
Acide urique (synovial)	AURSY		
Acide lactique (synovial)	LACLB	 Liquide synovial (*prélever en conditions anaérobiques)	
Cristaux (synovial)	N/A	Pas d'étiquette : Envoyer une requête papier au laboratoire avec le spécimen de Liquide synovial	

9. LIQUIDE SYNOVIAL – Hématologie / Microbiologie

IMPORTANT : chaque test doit être encodé individuellement

SVP bien vérifier les informations surlignées en orange sur les étiquettes

Analyse	Code test	Étiquette SILP (type de spécimen)	Tube
HÉMATOLOGIE			
Décompte cellulaire hématologie (synovial)	CYNSY	058701 TEST, SILPLABOS Dossier: FDAH641513 Req : 5003058701 1979/01/01 M 270I2* F270 00058728682 HEM R CYNSY FDAHP – 99999 Ch.: Lit: 25/09/03 17:30(Prévu) Tube vert hep Li Liquide synovial	
MICROBIOLOGIE			
Culture + Culture dans bouteille hémoculture (synovial)	LIQBI	058701 TEST, SILPLABOS Dossier: FDAH641513 Req : 5003058701 1979/01/01 M 270Q2 F270 00058728684 MIC R QMI8L LIQBI FDAHP – 99999 Ch.: Lit: 25/09/03 17:30(Prévu) LIQ ARTIC Genbu : Milieu stérile Liquide synovial	 OU 

10. LIQUIDE DE DRAIN – Hématologie

IMPORTANT : chaque test doit être encodé individuellement

SVP bien vérifier les informations surlignées en orange sur les étiquettes

Analyse	Code test	Étiquette SILP (type de spécimen)	Tube
HÉMATOLOGIE			
Décompte cellulaire hématologie (Drain)	HBHT	TEST, SILPLABOS Dossier: FDAH641513 Reg: 5002043893 1979/01/01 M 27012 F270 00058537042 HEM HBHTL FDAHP - 99999 Ch.: Lit: 25/09/02 12:24(Reel) Tube lav. biologique Liquide de drain	